

ORAL-B PRO-EXPERT ADVANCED FILO INTERDENTALE GENGIVE SANE CERATO

Caratteristiche

Non si logora, non si rompe e scivola agevolmente negli spazi interdentali e sotto il bordo gengivale, raggiungendo tutte le aree di difficile accesso, quelle in cui si stratifica la placca, garantendo sicurezza e comodità. Il filo è cerato e ha una microstruttura. Ha aroma neutro.

Modalità d'uso

Per un migliore risultato utilizzare quotidianamente prima o dopo lo spazzolamento dei denti. Estrarre 45 cm di filo e arrotolarlo intorno al dito medio di ciascuna mano. Inserire delicatamente il filo tra i denti. Farlo scorrere dall'alto verso il basso fin sotto il bordo gengivale per rimuovere placca e residui di cibo. Ripetere per ogni spazio interdentale, usando ogni volta un tratto di filo pulito.

Formato:

Bobina da 50 mt.